




Sondas de láser fraccional de CO2 para el rejuvenecimiento de la piel


Manípulo de alto rendimiento importadas de Corea




















contraen y se tensan

Las paredes vaginales se





APLICACIONES:

Etiquetas cutáneas y lesiones cutáneas benignas Rejuvenecimiento y estiramiento cutáneos Remodelación de cicatrices

- Imperfecciones cutáneas y rejuvenecimiento cutáneo
- Mejora la lubricación y la sensibilidad vaginal

Rejuvenecimiento vaginal

Reafirmación vaginal

Gynae & Vulva Mode

Mantenimiento privado



Rejuvenecimiento y tensado de la piel





Recuperación

de cicatrices



Recuperación posparto




Eliminación de

manchas y acné

Modo Pulso

Extirpar el sarcoma

Eliminar nevo





puede satisfacer todas las necesidades de esteticista, cirujano plástico, ginecólogo; Tubo láser RF de la mejor calidad con la famosa marca "USA-Synrad", no es necesario

cambiar con frecuencia en el futuro;

- Alemania importó Mini-Stepping-Mostors de la mejor calidad en el brazo, hace que el láser dispare más rápido, la energía sea mucho más uniforme y estable; Fuente de alimentación de corriente constante y voltaje constante de alta calidad,
- Cabeza de escáner de diseño único como su elección;



